



Sensor de conductividad de 2 electrodos Polymetron 8315, k = 0,01 cm, rosca de ¾ pulg. NPT

Ref. producto: 08315=A=0000

EUR Precio: Contáctenos

Envío dentro de la próxima semana

Sensor de conductividad de 2 electrodos, constante de celda k = 0,01 cm⁻¹ con cabezal de acero inoxidable y rosca de ¾ pulg. NPT. T_{máx.}=150 °C, p_{máx.}=25 bar

Especificaciones

Aplicación:	Agua pura y ultrapura
Caudal de muestra:	Mínimo: 100 mL/min (6 L/h) con muestra de flujo homogéneo o 330 mL/min (20 L/h)
Conexión de cable:	Cabezal del conector de poliéster reforzado con fibra de vidrio
Conexión de proceso:	0.75 " NPT thread
Constante de celda K:	0,01 cm ⁻¹
Constante de recipiente:	1,00 si se encuentra colocado en una cámara de flujo 8318
Exactitud:	< 2 %
Longitud:	109 mm
Material:	Electrodo interno: acero inoxidable 316L Electrodo externo: acero inoxidable 316L Aislante: PES
Material del electrodo:	Cuerpo: acero inoxidable 316L
Principio de medición:	Conductivo de 2 electrodos
Protección de la carcasa (IP):	IP65
Rango de medición:	0,01 - 20 µS/cm, controlador SC
Rango de presión:	Máximo 25 bares
Rango de temperatura de operación:	150 °C como máximo
Sensor de temperatura:	Pt100 Class A
Tiempo de respuesta:	< 30 s