

ACETATO DE PLATA REACTIVO

Silver Acetate

CAT. 1870

CH_3COOAg

P.M. 166.92

CAS: 563-63-3

Apariencia típica:

Polvo blanco a gris, sensible a la luz.

Solubilidad en agua:

10.2 g/L a 20°C

Densidad:

3.26

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($\text{AgC}_2\text{H}_3\text{O}_2$)

$\geq 99.5\%$

Máximo permitido

Materia insoluble

0.03%

Cloruro (Cl)

0.03%

Nitrato (NO_3)

0.01%

No precipitado por HCl

0.05%

PRESENTACIONES

25, 100 g

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE