

CARBONATO DE PLATA REACTIVO

Silver Carbonate

Ag_2CO_3

CAS: 534-16-7

Apariencia típica:

Uso analítico:

Punto de fusión:

Solubilidad acuosa:

Densidad:

CAT. 1880

P.M. 275.75

Sólido amarillo claro.

Reactivo en síntesis orgánica.

210°C

0.032 g/L

6.08 g/mL

ESPECIFICACIONES

Ensayo (contenido de Plata)

Titulación por KSCN

77.0 – 79.4%

PRESENTACIONES

25, 100, 250 g

NFPA: 1-0-1

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE