

CIANURO DE PLATA REACTIVO

Silver Cyanide

AgCN

CAS: 506-64-9

Apariencia típica:

Cambio de estado (aproximado):

Solubilidad acuosa:

CAT. 1885

P.M. 133.89

Polvo blanco o grisáceo.

Se descompone a 320°C

Insoluble

ESPECIFICACIONES

Níquel (Ni)

Plomo (Pb)

Hierro (Fe)

Cobre (Cu)

Máximo permitido

0.5%

0.2%

0.2%

0.005%

PRESENTACIONES

25, 50 g

NFPA: 3-0-1

COLOR DE ALMACENAJE: AZUL