



Sensor de conductividad de 2 electrodos Polymetron 8315.1, k = 0,01, rosca G de ¾ pulg.

Ref. producto: 08315=A=1111

EUR Precio: Contáctenos

Envío dentro de la próxima semana

Sensor de conductividad de 2 electrodos. Constante de celda $k = 0,01 \text{ cm}^{-1}$. Rosca G de ¾ pulg. (8315.1) con certificado de análisis.

Especificaciones

Caudal de muestra:	Mínimo: 100 mL/min (6 L/hora) con muestra de flujo homogéneo o 330 mL/min (20 L/hora)
Conexión de cable:	Cabezal del conector de poliéster reforzado con fibra de vidrio
Conexión de proceso:	Rosca de 3/4 pulg. NPT
Constante de celda K:	$0,01 \text{ cm}^{-1}$
Constante de recipiente:	1,00 si se encuentra colocado en una cámara de flujo 8318
Diámetro:	21 mm
Garantía:	6 meses
Longitud:	109 mm
Notas especiales:	se suministra con certificado de análisis
Principio de medición:	Conductividad de contacto de 2 electrodos
Protección de la carcasa (IP):	IP65
Rango de medición:	0,001 - 200 $\mu\text{S/cm}$ MONEC 9125
Rango de presión:	máximo 25 bares
Rango de temperatura de operación:	150 °C como máximo
Sensor de temperatura:	Pt100 Class A