

PLATA GRANALLA REACTIVO

Silver	CAT. 1895
Ag	P.A. 107.87
CAS: 7440-22-4	
Apariencia típica:	Metal de color blanco lustroso.
Punto de fusión:	960.5°C
Solubilidad acuosa:	Insoluble
Densidad:	10.5

ESPECIFICACIONES

Plata (Ag)	≥ 99.0%
	<i>Máximo permitido</i>
Oro (Au)	5 ppm
Plomo (Pb)	5 ppm
Cobre (Cu)	10 ppm
Hierro (Fe)	1 ppm
Telurio (Te)	1 ppm
Paladio (Pd)	2 ppm
Bismuto (Bi)	1 ppm
Selenio (Se)	1 ppm
Platino (Pt)	1 ppm

PRESENTACIONES

NFPA: 1-1-0	25, 100 g	COLOR DE ALMACENAJE: VERDE
-------------	-----------	----------------------------