

NITRATO DE PLATA REACTIVO

Silver Nitrate	CAT. 1900
AgNO ₃	P.M. 169.87
CAS: 7761-88-8	
Apariencia típica:	Cristales incoloros; se torna café en presencia de impurezas o de luz.
Uso analítico:	Reactivo titulante.
Punto de fusión:	212°C
Solubilidad acuosa:	216 g en 100 mL a 20°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo (AgNO ₃)	≥ 98.0%
Claridad en solución	Pasa prueba <i>Máximo permitido</i>
Cloruro (Cl)	5 ppm
Sustancias no precipitadas por ácido clorhídrico	0.01%
Sulfato (SO ₄)	0.002%
Cobre (Cu)	2 ppm
Hierro (Fe)	2 ppm
Plomo (Pb)	0.001%

PRESENTACIONES

25, 100, 250, 500 g

NFPA: 4-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: AMARILLO