

ÓXIDO DE PLATA REACTIVO

Silver Oxide

Ag₂O

CAS: 20667-12-3

Apariencia típica:

CAT. 1905

P.M. 231.74

Sólido café oscuro a negro.

ESPECIFICACIONES

Ensayo (Ag₂O)

≥ 85.0%

Máximo permitido

Materia insoluble en ácido nítrico

0.1%

Alcalinidad como (NaOH)

0.012%

No precipitados por ácido clorhídrico

0.05%

Pérdida por secado

0.25%

PRESENTACIONES

25, 100, 250, 500 g

NFPA: 1-1-2

COLOR DE ALMACENAJE: AMARILLO