

SULFATO DE PLATA REACTIVO

Silver Sulfate	CAT. 1910
Ag_2SO_4	P.M. 311.80
CAS: 10294-26-5	
Apariencia típica:	Sólido blanco; se oscurece en exposición a la luz.
Uso analítico:	Reactivo titulante.
Punto de fusión:	657°C
Solubilidad acuosa:	0.8 g en 100 mL a 20°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo (Ag_2SO_4)	$\geq 96.5\%$
	<i>Máximo permitido</i>
Materia insoluble y cloruro de plata	0.05%
Nitrato (NO_3)	0.001%
Sustancias no precipitadas por ácido clorhídrico	0.03%
Hierro (Fe)	0.001%

PRESENTACIONES

NFPA: 1-0-1	25, 100, 250, 500 g	COLOR DE ALMACENAJE: VERDE
-------------	---------------------	----------------------------