

ACETATO DE PLOMO TRIHIDRATADO A.C.S.

Lead Acetate Trihydrate	CAT. 1920
$(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Pb}\cdot 3\text{H}_2\text{O}$	P.M. 379.30
CAS: 6080-56-4	
Apariencia típica:	Cristal blanco o incoloro.
Uso analítico:	Detección de sulfuro, cromato, y trióxido de molibdeno.
Punto de fusión:	75°C; se descompone a 200°C
Solubilidad acuosa:	84 g en 100 mL a 40°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo $((\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Pb}\cdot 3\text{H}_2\text{O})$	99.0 – 103.0%
	<i>Máximo permitido</i>
Materia insoluble	0.01%
Cloruro (Cl)	5 ppm
Nitrato y nitrito (como NO_3)	0.005%
Calcio (Ca)	0.005%
Cobre (Cu)	0.002%
Hierro (Fe)	0.001%
Potasio (K)	0.005%
Sodio (Na)	0.01%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g, 2.5 kg

NFPA: 3-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: AZUL