



Repuesto Sensor de Conductividad 2 electrodos K=1

Ref. producto: 08317=A=0000

EUR Precio: Contáctenos

Envío dentro de la próxima semana

Repuesto Sensor de Conductividad digital de acero inoxidable de 2 electrodos para sensor 3417 sc.

Especificaciones

Aplicación:	Wastewater & Drinking water
Caudal de muestra:	Minimum: 100ml/min (6l/hour) with homogeneous flow sample or 330 ml/min (20l/hour)
Conexión de cable:	IP 65 Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Conexión de proceso:	0.75 " Rosca NPT
Constante de celda K:	1.00 cm ⁻¹
Constante de recipiente:	1.00 si se monta en una cámara de flujo POLYMETRON 8318
Garantía:	6 meses
Longitud:	133.5 mm
Material:	Internal electrode: Graphite
	External electrode: Graphite
	Insulator: PES
Material del electrodo:	Body: SS 316L
Materiales en contacto con la muestra:	316 SS, FKM/FPM o-ring, graphite internal electrode
Principio de medición:	2EL conductivo
Rango de medición:	1 - 5000 µS/cm SIPAN 32/34
Rango de presión:	Máx. 25 bar
Rango de temperatura de operación:	150 °C maximum
Sensor de temperatura:	Pt100 Class A