

NITRATO DE PLOMO A.C.S.

Lead Nitrate
(Nitrato de plomo II)

$\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$

CAS: 10099-74-8

Apariencia típica:

Uso analítico:

Punto de fusión:

Solubilidad acuosa:

CAT. 1940

P.M. 331.21

Cristales

Titulante en titulaciones complejométricas.

470°C, con descomposición.

56.5 g en 100 mL a 20°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$)

≥ 99.0%

Máximo permitido

Materia insoluble

0.005%

Cloruro (Cl)

0.001%

Calcio (Ca)

0.005%

Cobre (Cu)

0.002%

Hierro (Fe)

0.001%

Potasio (K)

0.005%

Sodio (Na)

0.02%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g, 2.5 kg

COLOR DE ALMACENAJE: AMARILLO

NFPA: 3-0-1