

ÓXIDO DE PLOMO ROJO REACTIVO

Lead Oxide Red	CAT. 1950
(Tetróxido de plomo)	
Pb_3O_4	P.M. 685.63
CAS: 1314-41-6	
Apariencia típica:	Polvo naranja a rojo.
Cambio de estado (aproximado):	Se descompone alrededor de 500°C
Solubilidad acuosa:	Insoluble, soluble en ácido nítrico o ácido acético.

ESPECIFICACIONES

Ensayo (Pb_3O_4)	$\geq 90.0\%$
	<i>Máximo permitido</i>
Materia insoluble en ácido nítrico	0.3%
Sustancias solubles en agua	0.3%
Compuestos de carbono (como C)	0.005%
Manganeso (Mn)	0.0005%
No precipitados por H_2S	0.4%

PRESENTACIONES

NFPA: 3-1-1	100, 250, 500 g	COLOR DE ALMACENAJE: AZUL
-------------	-----------------	---------------------------