

ACETATO DE POTASIO A.C.S.

Potassium Acetate

CAT. 1965

CH_3COOK

P.M. 98.14

CAS: 127-08-2

Apariencia típica:

Cristales blanco o incoloro.

Uso analítico:

Buffer

Punto de fusión:

290°C

Solubilidad acuosa:

253 g en 100 mL a 20°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo (CH_3COOK)

$\geq 99.0\%$

pH de una solución al 5% a 25.0°C

6.5 – 9.0

Máximo permitido

Materia insoluble

0.005%

Cloruro (Cl)

0.003%

Fosfato (PO_4)

0.001%

Sulfato (SO_4)

0.002%

Metales pesados (como Pb)

5 ppm

Hierro (Fe)

5 ppm

Calcio (Ca)

0.005%

Magnesio (Mg)

0.002%

Sodio (Na)

0.03%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE