

ARSENATO DE POTASIO REACTIVO

Potassium Arsenate

AsH_2KO_4

CAS: 7784-41-0

Apariencia típica:

CAT. 1967

P.M. 180.03

Cristales blancos o incoloros.

ESPECIFICACIONES

Ensayo (AsH_2KO_4)

$\geq 90.0\%$

Máximo permitido

Materia insoluble

0.005%

Arsenito (As_2O_3)

0.01%

Cloruro (Cl)

0.001%

Hierro (Fe)

0.001%

PRESENTACIONES

25, 50, 100 g

NFPA: 3-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: AZUL