

BICARBONATO DE POTASIO A.C.S.

Potassium Bicarbonate

KHCO_3

CAS: 298-14-6

Apariencia típica:

Uso analítico:

CAT. 1970

P.M. 100.12

Cristales incoloros, transparentes.

Buffer

ESPECIFICACIONES

Ensayo (KHCO_3) base seca

99.7 – 100.5%

Máximo permitido

Materia insoluble

0.01%

Cloruro (Cl)

0.001%

Fosfato (PO_4)

5 ppm

Compuestos sulfurados (como SO_4)

0.003%

Amonio (NH_4)

5 ppm

Metales pesados (como Pb)

5 ppm

Hierro (Fe)

5 ppm

Calcio (Ca)

0.002%

Magnesio (Mg)

0.001%

Sodio (Na)

0.03%

PRESENTACIONES

250, 500 g, 2.5 kg

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE