

BITARTRATO DE POTASIO A.C.S.

Potassium Bitartrate
 $\text{KOCO(CHOH)}_2\text{COOH}$

CAS: 868-14-4

Apariencia típica:

Uso analítico:

Solubilidad acuosa:

CAT. 1985

P.M. 188.18

Cristales incoloros.

Buffer

1 g en 162 mL

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($\text{C}_4\text{H}_5\text{O}_6\text{K}$)

99.0 – 101.0%

Máximo permitido

Materia insoluble en hidróxido de amonio

0.005%

Cloruro (Cl)

0.005%

Amonio (NH_4)

0.01%

Sulfato (SO_4)

0.01%

Calcio (Ca)

0.05%

Sodio (Na)

0.05%

Metales pesados (como Pb)

0.001%

Hierro (Fe)

0.002%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g

NFPA: 0-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE