

CARBONATO DE POTASIO ANHIDRO A.C.S.

Potassium Carbonate Anhydrous

K_2CO_3

CAS: 584-08-7

Apariencia típica:

Uso analítico:

Punto de fusión:

Solubilidad acuosa:

CAT. 2000

P.M. 138.21

Polvo granular blanco, higroscópico.

Agente secante para solventes orgánicos.

891°C

112 g en 100 mL a 20°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo (K_2CO_3)

≥ 99.0%

Máximo permitido

Materia insoluble

0.01%

Cloruro (Cl)

0.003%

Fosfato (PO_4)

0.001%

Silicato (SiO_2)

0.005%

Compuestos sulfurados (como SO_4)

0.004%

Metales pesados (como Pb)

5 ppm

Hierro (Fe)

5 ppm

Calcio (Ca)

0.005%

Magnesio (Mg)

0.002%

Sodio (Na)

0.02%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g, 2.5 kg

NFPA: 3-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE