

CIANURO DE POTASIO A.C.S.

Potassium Cyanide	CAT. 2005
KCN	P.M. 65.12
CAS: 151-50-8	
Apariencia típica:	Sólido blanco.
Uso analítico:	Agente complejométrico en soluciones alcalinas.
Punto de fusión:	634°C
Solubilidad en agua:	72 g en 100 mL a 25°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo (KCN)	≥ 96.0%
	<i>Máximo permitido</i>
Cloruro (Cl)	0.5%
Fosfato (PO ₄)	0.005%
Sulfato (SO ₄)	0.04%
Sulfuro (S)	0.003%
Tiocianato (SCN)	Pasa prueba
Hierro, total (como Fe)	0.03%
Plomo (Pb)	2 ppm
Sodio (Na)	0.5%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g, 2.5 kg

NFPA: 3-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: AZUL