



350 Sensor combinado pH, 3/4", analógico, para muestras sucias

Ref. producto: 08350=C=0005

EUR Precio: Contáctenos

Disponible

Con cuerpo CPVC, 10 m de cable y toma de tierra líquida. T^a máx. 80 °C.

Tiempo de respuesta rápido para una compensación de temperatura exacta (Pt100 integrado)

Vida útil optimizada: alta resistencia a la contaminación gracias a la doble unión

Resistencia química del material del cuerpo y la junta, bulbo de vidrio con protección contra impactos

Sin mantenimiento: electrodo combinado con electrolito de gel

Diagnóstico automático de electrodos: autochequeo de impedancias de vidrio y de referencia

Especificaciones

Aplicación:	Medios sucios
Conector:	Fixed cable
Deriva:	< 2 mV/semana no-acumulativa
Diafragma:	Unión plana PTFE
Diámetro:	26,4 mm
Electrolito:	KNO ₃ y KCl
Exactitud:	0,05 pH a 25 °C
Longitud:	150 mm
Longitud de cable:	10 m
Material:	Unión plana PTFE, vidrio, anillo de acero inoxidable para mediciones de impedancia, cuerpo CPVC
Notas especiales:	Apta para muestras de agua que contienen fluoruros
Rango de medición:	0 - 12 pH
Rango de presión:	0 bar a 110 °C
Rango de temperatura de operación:	110 °C máximo
Rosca del sensor:	0,75" NPT en ambos extremos del sensor
Sensor de temperatura:	PT100
Special notes:	Sensor de temperatura en contacto con el medio

