

CROMATO DE POTASIO A.C.S.

Potassium Chromate

K_2CrO_4

CAS: 7789-00-6

Apariencia típica:

Uso analítico:

Punto de fusión:

Solubilidad acuosa:

CAT. 2020

P.M. 194.19

Cristales amarillos.

Agente oxidante.

980°C

62 g en 100 mL, fría.

ESPECIFICACIONES

Ensayo (K_2CrO_4)

pH de una solución al 5% a 25.0°C

≥ 99.0%

8.6 – 9.8

Máximo permitido

Materia insoluble

Cloruro (Cl)

Sulfato (SO_4)

Calcio (Ca)

Sodio (Na)

0.005%

0.005%

0.03%

0.005%

0.02%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g

NFPA: 3-0-1

COLOR DE ALMACENAJE: AMARILLO