



Sensor combinado de ORP analógico, 3/4" NPT, cable 10 m

Ref. producto: 08351=C=0000
EUR Precio: Contáctenos
Disponible

Material PPS, electrodo ORP (Platino)

Especificaciones

Aplicación:	ORP a altas temperaturas
Conector:	Fixed cable
Conexión de proceso:	0,75 " rosca NPT en ambos extremos
Deriva:	<3 mV/semana
Diámetro:	26.4 mm
Electrolito:	Electrolito de polímero, KNO ₃ y KCl
Impedancia:	Impedancia referencia @ 25 °C: <50 kΩ
	Impedancia vidrio @ 25 °C: Platino
Longitud:	150 mm
Longitud de cable:	10 m cable integrado
Material:	Material del cuerpo de la sonda: PPS
Peso:	0,62 kg
Rango de medición:	-1500 mV - 1500 mV
Rango de presión:	3,5 bar a 110 °C
Rango de temperatura de operación:	0 - 110 °C
Sensor de temperatura:	Pt100
Slope Range:	N/A