

DICROMATO DE POTASIO A.C.S.

Potassium Dichromate

$K_2Cr_2O_7$

CAS: 7778-50-9

Apariencia típica:

Uso analítico:

Punto de fusión:

Solubilidad acuosa:

CAT. 2025

P.M. 294.18

Cristales rojo – naranja.

Agente oxidante; estándar redox.

398°C

12.3 g en 100 mL a 20°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($K_2Cr_2O_7$)

≥ 99.0%

Máximo permitido

Materia insoluble

0.005%

Pérdida por secado

0.05%

Cloruro (Cl)

0.001%

Sulfato (SO_4)

0.005%

Calcio (Ca)

0.003%

Hierro (Fe)

0.001%

Sodio (Na)

0.02%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g

NFPA: 3-1-1

COLOR DE ALMACENAJE: AMARILLO