

FERRICIANURO DE POTASIO A.C.S.

Potassium Ferricyanide
(Hexacianoferrato de Potasio (III))

$K_3Fe(CN)_6$

CAS: 13746-66-2

Apariencia típica:

Uso analítico:

Solubilidad acuosa:

CAT. 2035

P.M. 329.25

Cristales rojo rubí.
Agente oxidante apacible.
46 g en 100 mL a 20°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($K_3Fe(CN)_6$)

≥ 99.0%

Máximo permitido

Materia insoluble

0.005%

Cloruro (Cl)

0.01%

Sulfato (SO_4)

0.01%

Compuestos con hierro (como radical ferrocianuro $[Fe(CN)_6]^{4-}$)

0.05%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g

NFPA: 3-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE