

FERROCIANURO DE POTASIO TRIHIDRATADO A.C.S.

Potassium Ferrocyanide Trihydrate	CAT. 2040
(Hexacianoferrato de Potasio (II) Trihidratado)	
$K_4Fe(CN)_6 \cdot 3H_2O$	P.M. 422.39
CAS: 14459-95-1	
Apariencia típica:	Cristales amarillo pálido.
Uso analítico:	Oxidante moderadamente fuerte cuando está acoplado con ferricianuro.
Cambio de estado (aproximado):	Se deshidrata parcialmente a 60°C y completamente a 100°C
Solubilidad acuosa:	28 g en 100 mL a 12°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($K_4Fe(CN)_6 \cdot 3H_2O$)	98.5 – 102.0%
	<i>Máximo permitido</i>
Materia insoluble	0.005%
Cloruro (Cl)	0.01%
Sulfato (SO_4)	Pasa prueba

PRESENTACIONES

NFPA: 3-0-0	100, 250, 500 g	COLOR DE ALMACENAJE: VERDE
-------------	-----------------	----------------------------