



Polymetron 8362 Electrodo de pH, accesorio de flujo de acero inoxidable, cable de 3 m

de producto: 08362=A=0000

USD Precio: Contacto Hach

Sistema de medición de pH adecuado para aplicaciones de agua ultrapura. Sensor de temperatura analógico incluido. Sin el controlador, se puede utilizar con controladores digitales mediante un gateway digital.

Diseñado especialmente para agua pura sin zonas de retención, con cruces potenciales minimizados y protegido contra cargas electrostáticas y corrientes perdidas. Compensación de temperatura automática de alta precisión.

Montaje universal sencillo como sistema en bypass y un mantenimiento mínimo (no es necesario utilizar una solución de relleno, el sensor está visible para

llevar a cabo un mantenimiento preventivo y se puede extraer fácilmente en caso necesario).

Calibración sencilla con un recipiente para muestras de extracción rápida que se utiliza como recipiente de calibración. Hay disponibles soluciones tampón y diferentes longitudes de cable para pH y temperatura.

Especificaciones

Caudal de muestra:	100 - 400 mL/min
Deriva:	< 0.01 pH / 24h
Entrada de muestra:	Rosca NPT
Exactitud:	Sensor de temperatura: $\pm 0,15$ °C
Longitud de cable:	3 m
Material:	Acero inoxidable 316 L electropulido y PMMA
Notas especiales:	Composición:
	Accesorio de flujo de acero inoxidable
	Electrodo de pH 8362
	Cable de 3 m
Rango de medición:	2 - 12 pH
Rango de presión:	Máx. 4 bar
Sensor de temperatura:	Pt100

Contenido de la caja

8362 analog pH sensor, instruction manual