



POLYMETRON 8362 Sistema de pH de agua ultrapura 8362 con cable de 10 m

Ref. producto: 08362=A=0010

EUR Precio: Contáctenos

Envío dentro de la próxima semana

Sistema de pH de agua ultrapura 8362 con cable de 10 m

Diseñado especialmente para agua pura sin zonas de retención, con cruces potenciales minimizados y protegido contra cargas electrostáticas y corrientes perdidas. Compensación de temperatura automática de alta precisión. Montaje universal sencillo como sistema en bypass con un mínimo mantenimiento

Especificaciones

Caudal de muestra:	100 - 400 mL/min
Deriva:	< 0.01 pH/24h
Entrada de muestra:	Rosca NPT
Exactitud:	± 0,05 pH para una conductividad de >0,1 µS/cm
Longitud de cable:	10 m
Material:	Accesorio de flujo: acero inoxidable 316 L electropulido y PMMA
Notas especiales:	Composición: accesorio de flujo de acero inoxidable, electrodo de pH 8362 Cable de 10 m
Rango de medición:	0 - 80 °C
Rango de presión:	Máx. 4 bar
Sensor de temperatura:	Pt100