

METAPERYODATO DE POTASIO A.C.S.

Potassium Metaperiodate
(Peryodato de Potasio)

CAT. 2075

KIO_4

P.M. 230.00

CAS: 7790-21-8

Apariencia típica:

Cristales

Uso analítico:

Agente oxidante; determinación de manganeso.

Punto de fusión:

582°C, con descomposición.

Solubilidad acuosa:

0.42 g en 100 mL a 20°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo (KIO_4) base seca

99.8 – 100.3%

Máximo permitido

Otros halógenos (como Cl)

0.01%

Manganeso (Mn)

1 ppm

PRESENTACIONES

100, 250 g

NFPA: 2-0-3

COLOR DE ALMACENAJE: AMARILLO