

METABISULFITO DE POTASIO REACTIVO

Potassium Metabisulfite

$K_2S_2O_5$

CAS: 16731-55-8

Apariencia típica:

CAT. 2080

P.M. 222.33

Cristales blancos o polvo cristalino.

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($K_2S_2O_5$)

≥ 95.0%

Máximo permitido

Materia insoluble

0.01%

Cloruro (Cl)

0.01%

Arsénico (As)

0.0003%

Metales pesados (como Pb)

0.002%

Hierro (Fe)

0.002%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE