



Electrodo de pH de repuesto para sensor de pH 8362

de producto: 08362=A=2000
USD Precio: Contacto Hach

Parte del sensor analógico de pH 8362, especialmente diseñado para mediciones de pH en aguas puras.

Especificaciones

Aplicación:	Agua ultrapura
Conexión de cable:	Conector S7
Diámetro:	12 mm
Longitud:	120 mm
Material:	Sensor: Vidrio
Notas especiales:	Electrodo de pH de agua pura
Rosca del sensor:	Pg 13,5
Sensor de temperatura:	PT100