

OXALATO DE POTASIO MONOHIDRATADO A.C.S.

Potassium Oxalate Monohydrate
 $(\text{COOK})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$
 CAS: 6487-48-5
 Apariencia típica:
 Uso analítico:
 Cambio de estado (aproximado):
 Solubilidad acuosa:

CAT. 2090
 P.M. 184.23

Cristales incoloros.
 Agente reductor.
 Se deshidrata a 100°C
 36 g en 100 mL a 20°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo $((\text{COOK})_2 \cdot \text{H}_2\text{O})$	98.5 – 101.0%
Sustancias oscurecidas por ácido sulfúrico caliente	Pasa prueba
Neutralidad	Pasa prueba
	<i>Máximo permitido</i>
Materia insoluble	0.01%
Cloruro (Cl)	0.002%
Sulfato (SO_4)	0.01%
Amonio (NH_4)	0.002%
Metales pesados (como Pb)	0.002%
Hierro (Fe)	0.001%
Sodio (Na)	0.02%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g, 2.5 kg

NFPA: 4-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: BLANCO