

PERMANGANATO DE POTASIO A.C.S.

Potassium Permanganate
KMnO₄

CAS: 7722-64-7

Apariencia típica:

Uso analítico:

Solubilidad acuosa:

CAT. 2095

P.M. 158.03

Cristales oscuros.

Agente oxidante.

6.4 g en 100 mL a 20°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo (KMnO₄)

≥ 99.0%

Máximo permitido

Materia insoluble

0.2%

Cloruro y clorato (como Cl)

0.005%

Sulfato (SO₄)

0.02%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: AMARILLO