

PIROFOSFATO DE POTASIO REACTIVO

Potassium Pyrophosphate

$K_4P_2O_7$

CAS: 7321-34-5

Apariencia típica:

Solubilidad acuosa:

CAT. 2105

P.M. 330.35

Cristales incoloros delicuescentes.

Muy soluble.

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($K_4P_2O_7$)

$\geq 95.0\%$

Máximo permitido

Cloruro (Cl)

0.003%

Sulfato (SO_4)

0.01%

Compuestos nitrogenados (como N)

0.002%

Carbonato (CO_3)

Pasa prueba

Fosfato (PO_4)

Pasa prueba

Metales pesados (como Pb)

0.002%

Hierro (Fe)

0.002%

Arsénico (As)

0.002%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE