

SORBATO DE POTASIO REACTIVO

Potassium Sorbate	CAT. 2110
(2,4-hexadienoato de potasio)	
$\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCH}=\text{CHCOOK}$	P.M. 150.22
CAS: 24634-61-5	
Apariencia típica:	Sólido
Cambio de estado (aproximado):	Se descompone alrededor de 270°C
Solubilidad acuosa:	582 g/L a 20°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2\text{K}$)	98.0 – 101.0%
Identidad	<i>Máximo permitido</i>
Pérdida por secado	Pasa prueba
Claridad de solución	1.0%
Álcali libre	Pasa prueba
Cloruro (Cl)	Pasa prueba
Sulfato (SO_4)	0.5 mL HCl 0.01N
	0.4 mL H_2SO_4

PRESENTACIONES

NFPA: 0-0-0

100, 250, 500 g

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE