

TARTRATO DE POTASIO HEMIHDATADO REACTIVO

Potassium Tartrate Hemihydrate
 $(\text{CHOHCOOK})_2 \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$

CAS: 921-53-9

Apariencia típica:

CAT. 2130

P.M. 235.28

Solido blanco.

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($\text{K}_2\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6$) base seca

99.4 – 100.3%

Máximo permitido

Materia insoluble

0.010%

Ácido libre (como $\text{KHC}_4\text{H}_4\text{O}_6$)

0.10%

Álcali libre (como K_2CO_3)

0.02%

Cloruro (Cl)

0.002%

Fosfato (PO_4)

0.002%

Sulfato (SO_4)

0.005%

Amonio (NH_4)

0.003%

Calcio (Ca)

0.005%

Metales pesados (como Pb)

0.0005%

Hierro (Fe)

0.001%

PRESENTACIONES

100, 250 g

NFPA: 0-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE