



Sensor de conductividad de 2 electrodos Polymetron 8394 (k = 0,01), para 2 pulg. (51 mm)

Ref. producto: 08394=A=2011

EUR Precio: Contáctenos

Envío dentro de la próxima semana

Sensor de conductividad analógico de 2 electrodos adecuado para aplicaciones sanitarias. Sonda para celda de flujo con sensor de temperatura integrado. Conector de desconexión rápida para conexión con controladores.

Especificaciones

Conexión de cable:	Cabezal del conector de poliéster reforzado con fibra de vidrio, IP 65
Conexión de proceso:	Brida Tri-clamp de 2 pulg.
Constante de celda:	0,01 cm ⁻¹ ± 2%
Diámetro:	18 mm
Longitud:	116 mm
Material:	Conector: poliéster reforzado con fibra de vidrio/IP 65
Notas especiales:	Se suministra con certificado de análisis, certificados de conformidad de los materiales, certificado de rugosidad
Principio de medición:	Conductividad de contacto de 2 electrodos
Profundidad de inmersión:	57,5 mm
Rango de medición:	0,001 - 200 µS/cm SI792/SI794
Rango de presión:	máximo 25 bares
Rango de temperatura de operación:	150 °C como máximo
Sensor de temperatura:	Pt1000
Velocidad de flujo:	Mínimo: 100 mL/min (6 L/hora) con muestra de flujo homogéneo o 330 mL/min (20 L/hora)