

TARTRATO DE POTASIO Y ANTIMONIO TRIHIDRATADO A.C.S.

Potassium Antimony Tartrate Trihydrate

$K_2(C_4H_2O_6Sb)_2 \cdot 3H_2O$

CAS: 11071-15-1

Apariencia típica:

Uso analítico:

Solubilidad acuosa:

CAT. 2140

P.M. 667.87

Cristales blancos, transparentes.
Catalizador en análisis de fosfato.
Ligeramente soluble.

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($K_2(C_4H_2O_6Sb)_2 \cdot 3H_2O$)

Ácido o base titulable

Pérdida por secado

Arsénico (As)

99.0 – 103.0%

Máximo permitido

0.020 meq/g

2.7%

0.015%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g

NFPA: 2-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: BLANCO