

PROPILENGLICOL A.C.S.

Propylene Glycol	CAT. 2160
(1,2-Propanodiol)	
$\text{CH}_3\text{CHOHCH}_2\text{OH}$	P.M. 76.09
CAS: 57-55-6	
Apariencia típica:	Líquido viscoso.
Uso analítico:	Solvente
Punto de ebullición:	188°C
Solubilidad acuosa:	Miscible
Densidad:	1.04 g/mL

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($\text{CH}_3\text{CHOHCH}_2\text{OH}$)	$\geq 99.5\%$
	<i>Máximo permitido</i>
Color (APHA)	10
Residuo después de ignición	0.005%
Ácido titulable [meq/g]	0.0005
Cloruro (Cl)	1 ppm
Agua (H_2O)	0.2%

PRESENTACIONES

500 mL, 1, 2.5, 4, 18 L

NFPA: 0-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE