

RESORCINOL A.C.S.

Resorcinol	CAT. 2175
(1,3-Bencenodiol, resorcina)	
$C_6H_4(OH)_2$	P.M. 110.11
CAS: 108-46-3	
Apariencia típica:	Sólido blanco o incoloro; se torna rosa si se expone al aire y a la luz.
Uso analítico:	Reactivo para Zinc.
Punto de fusión:	Aproximadamente 111°C
Solubilidad acuosa:	125 g en 100 mL a 20°C
Densidad:	1.27 g/mL

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($C_6H_4(OH)_2$)	99.0 – 100.5%
Punto de fusión	110.0 – 112.0°C
	<i>Máximo permitido</i>
Materia insoluble	0.005%
Residuo después de ignición	0.01%
Ácido titulable [meq/g]	0.004

PRESENTACIONES

	100, 250, 500 g	
NFPA: 3-1-0		COLOR DE ALMACENAJE: AZUL