

ROJO CONGO COLORANTE A.C.S.

Congo Red
(Rojo Directo 28, C.I. 22120)
 $C_{32}H_{22}N_6O_6S_2Na_2$
CAS: 573-58-0
Apariencia típica:
Uso analítico:
Solubilidad acuosa:

CAT. 2185

P.M. 696.68

Polvo café-rojizo.
Indicador de pH; análisis de nitrógeno.
Soluble

ESPECIFICACIONES

Claridad en solución
Intervalo de transición visual

Pasa prueba
pH 3.0 (azul) a pH 5.2 (rojo)
Máximo permitido
3.0%

Pérdida por secado

PRESENTACIONES

5, 10, 25 g

NFPA: 1-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE