

ROJO DE CLOROFENOL INDICADOR

Chlorophenol Red

$\text{C}_6\text{H}_4\text{SO}_2\text{OC}(\text{C}_6\text{H}_3*3\text{Cl}*4\text{OH})_2$

CAS: 4430-20-0

Apariencia típica:

CAT. 2200

P.M. 423.28

Polvo pardo oscuro.

ESPECIFICACIONES

Intervalo de transición visual

pH 5.0 (amarillo) a pH 6.6 (rojo)

PRESENTACIONES

1, 5, 10 g

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE