

ROJO DE FENOL SAL SODICA A.C.S.

Phenol Red
(Fenolsulfonftaleína)

$C_{19}H_{13}O_5SNa$

CAS: 34487-61-1

Apariencia típica:

Uso analítico:

Solubilidad acuosa:

CAT. 2212

P.M. 376.36

Polvo rojo brillante a rojo oscuro.

Indicador para acidimetría.

100 g/L

ESPECIFICACIONES

Claridad en solución

Intervalo de transición visual

Pasa prueba

pH 6.8 (amarillo) a pH 8.2 (rojo)

PRESENTACIONES

5, 10, 25 g

NFPA: 1-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE