

ACETATO DE SODIO ANHIDRO A.C.S.

Sodium Acetate Anhydrous

CH₃COONa

CAS: 127-09-3

Apariencia típica:

Uso analítico:

Punto de fusión:

Solubilidad acuosa:

CAT. 2265

P.M. 82.03

Polvo blanco

Buffer

324°C

46.5 g en 100 mL a 20°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo (C₂H₃O₂Na)

pH de una solución al 5% a 25°C.

≥ 99.0%

7.0 – 9.2

Máximo permitido

Materia insoluble

Pérdida por secado

Cloruro (Cl)

Fosfato (PO₄)

Sulfato (SO₄)

Calcio (Ca)

Magnesio (Mg)

Metales pesados (como Pb)

Hierro (Fe)

0.01%

1.0%

0.002%

0.001%

0.003%

0.005%

0.002%

0.001%

0.001%

PRESENTACIONES

250, 500 g, 2.5, 10 kg

NFPA: 1-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE