

ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO A.C.S.

Sodium Acetate Trihydrate

$\text{NaC}_2\text{H}_3\text{O}_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$

CAS: 6131-90-4

Apariencia típica:

Uso analítico:

Punto de fusión:

Solubilidad acuosa:

CAT. 2270

P.M. 136.08

Cristales blanco o incoloro.

Buffer

58°C; se deshidrata a 120°C

125 g en 100 mL a 20°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($\text{NaC}_2\text{H}_3\text{O}_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$)

99.0 – 101.0%

pH de una solución al 5% a 25°C.

7.5 – 9.2

Sustancias reducidas por permanganato

Pasa prueba

Máximo permitido

Materia insoluble

0.005%

Cloruro (Cl)

0.001%

Fosfato (PO_4)

5 ppm

Sulfato (SO_4)

0.002%

Metales pesados (como Pb)

5 ppm

Hierro (Fe)

5 ppm

Calcio (Ca)

0.005%

Magnesio (Mg)

0.002%

Potasio (K)

0.005%

PRESENTACIONES

250, 500 g, 2.5, 10 kg

NFPA: 1-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE