

L-ASCORBATO DE SODIO REACTIVO

(+)-Sodium L-ascorbate

$C_6H_7NaO_6$

CAS: 134-03-2

Apariencia típica:

Punto de fusión:

CAT. 2285

P.M. 198.11

Cristales

Se descompone a 218°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($C_6H_7NaO_6$)

Rotación específica $[\alpha]_D^{25}$

pH de una solución al 10% a 25°C

99.0 – 101.0%

+103° a +108°

7.0 – 8.0

Máximo permitido

Pérdida por secado

Metales pesados (como Pb)

0.25%

0.002%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g

NFPA: 1-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE