

BENZOATO DE SODIO REACTIVO

Sodium Benzoate

C_6H_5COONa

CAS: 532-32-1

Apariencia típica:

CAT. 2295

P.M. 144.11

Polvo cristalino blanco.

ESPECIFICACIONES

Identidad

Ensayo (C_6H_5COONa)

Alcalinidad

Corresponde

99.0 – 100.5%

Pasa prueba

Máximo permitido

1.5%

0.001%

Agua (H_2O)

Metales pesados (como Pb)

PRESENTACIONES

250, 500 g, 1 kg

NFPA: 1-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE