

BICARBONATO DE SODIO A.C.S.

Sodium Bicarbonate

NaHCO_3

CAS: 144-55-8

Apariencia típica:

Uso analítico:

Solubilidad acuosa:

CAT. 2300

P.M. 84.01

Polvo cristalino blanco.

Buffer; ajustador de pH.

Soluble en 10 partes de agua a 25°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo (NaHCO_3) base seca

99.7 – 100.3%

Máximo permitido

Materia insoluble

0.015%

Cloruro (Cl)

0.003%

Fosfato (PO_4)

0.001%

Compuestos sulfurados (como SO_4)

0.003%

Amonio (NH_4)

5 ppm

Metales pesados (como Pb)

5 ppm

Hierro (Fe)

0.001%

Calcio (Ca)

0.02%

Magnesio (Mg)

0.005%

Potasio (K)

0.005%

PRESENTACIONES

250, 500 g, 2.5, 10 kg

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE