

DICROMATO DE SODIO DIHIDRATADO A.C.S.

Sodium Dichromate Dihydrate

CAT. 2305

$\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

P.M. 298.00

CAS: 7789-12-0

Apariencia típica:

Cristales color naranja.

Uso analítico:

Preparación de titulantes óxido reducción.

Cambio de estado (aproximado):

Se anhidra con un calentamiento prolongado a 100°C;
punto de fusión, de la sal anhidra, 357°C

Solubilidad acuosa:

180 g en 100 mL

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)

99.5 – 100.5%

Máximo permitido

Materia insoluble

0.005%

Cloruro (Cl)

0.005%

Sulfato (SO_4)

0.01%

Calcio (Ca)

0.003%

Magnesio (Mg)

0.005%

Potasio (K)

0.01%

Aluminio (Al)

0.002%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g, 2.5 kg

COLOR DE ALMACENAJE: AMARILLO

NFPA: 3-1-1