

BISMUTATO DE SODIO A.C.S.

Sodium Bismuthate

NaBiO_3

CAS: 12232-99-4

Apariencia típica:

Uso analítico:

Solubilidad acuosa:

CAT. 2315

P.M. 279.97

Polvo amarillo o café.

Oxidante; determinación de manganeso en hierro y acero.

Insoluble en agua fría, se descompone con agua caliente.

ESPECIFICACIONES

Ensayo (NaBiO_3)

$\geq 80.0\%$

Eficiencia oxidante

$\geq 99.6\%$

Máximo permitido

Cloruro (Cl)

0.002%

Manganeso (Mn)

5 ppm

PRESENTACIONES

25, 100, 250 g

NFPA: 2-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE