

CARBONATO DE SODIO ANHIDRO POLVO A.C.S.

Sodium Carbonate Anhydrous

Na_2CO_3

CAS: 497-19-8

Apariencia típica:

Uso analítico:

Punto de fusión:

Solubilidad acuosa:

CAT. 2340

P.M. 105.99

Polvo blanco.

Buffer, ajustador de pH.

851°C

21.5 g en 100 mL a 20°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo (Na_2CO_3)

$\geq 99.5\%$

Máximo permitido

Materia insoluble

0.01%

Pérdida por calentamiento a 285°C

1.0%

Cloruro (Cl)

0.001%

Fosfato (PO_4)

0.001%

Silicato (SiO_2)

0.005%

Compuestos sulfurados (como SO_4)

0.003%

Metales pesados (como Pb)

5 ppm

Hierro (Fe)

5 ppm

Calcio (Ca)

0.03%

Magnesio (Mg)

0.005%

Potasio (K)

0.005%

PRESENTACIONES

250, 500 g, 2.5, 10 kg

NFPA: 2-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE